



Anleitung 24-Stunden Urin sammeln

2x Urinsammelgefäß je 2000 ml

1x Urivette mit Adapter/Röhrchen zum Aufziehen (mit Patientennamen und Geb. Datum beschriften!)

Hinweis:

Bitte die befüllten Sammelgefäße dunkel und kühl lagern. Nicht in der Nähe von Wärmequellen aufbewahren oder direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.

Vorgehensweise:

1. Tag morgens:

Nüchtern Urin – der erste Urin am Tag nach dem Aufstehen- NICHT sammeln, sondern verwerfen. Danach jeden Urin im Gefäß auffangen.

Nach jeder Urinzugabe gut mischen (schwenken, nicht schütteln).

Hinweis:

WICHTIG: Sollte ein Gefäß nicht ausreichen, sammeln Sie zusätzlichen im zweiten Gefäß weiter; den Rest NICHT wegschütten!

2. Tag morgens:


JETZT nüchtern Urin auffangen. Ende der Sammelperiode!

Danach:

- Gesamtmenge des Urins ablesen und mit Ihren persönlichen Daten auf dem Protokollblatt (Rückseite!) eintragen.
- Gesamturinmenge gut mischen (schwenken, nicht schütteln) bevor die Probe entnommen wird.
- Die obere kleine Kappe von der Urivette entfernen und Adapter/Röhrchen aufsetzen.
- Spritze in den Urin tauchen, durch Ziehen des Kolbens das Röhrchen vollständig füllen (bei zwei Sammelbehältern Urivette aus beiden Behältern füllen!)
- Spritze entfernen und Kappe wieder aufsetzen.

- Bei bestimmten Werten muss dem Urin „Salzsäure HCl 25%“ zu gesetzt werden. Dafür erhalten Sie, wenn nötig, zwei Röhrchen (1 Röhrchen „Salzsäure HCl 25%“ für jedes Sammelgefäß).
Ersten Urin ins Sammelgefäß, dann sofort vorsichtig „Salzsäure HCl 25%“ dazugeben > VORSICHT ÄTZEND!
Nicht benötigte, nicht benutzte Sammelgefäße und „Salzsäure HCl 25%“ zurück in die Praxis bringen.

**Schein mit ausgefüllten Daten + Urivette wieder in der Praxis (bis spätestens 10Uhr) abgeben.
Restlichen Sammelurin in der Toilette; und das Gefäß im Gelben Sack entsorgen.**



24h Sammelurin

Vorname:

Nachname:

Geb.-Datum:

Sammelzeitraum Datum:

von:

bis:

Uringesamtmenge in ml:

Mit „Salzsäure HCl 25%“

ja

nein

Körpergröße in cm:

Aktuelles Körpergewicht in kg: